


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cracr2Aウサギポリクローナル抗体 - Q9Bsw2

商品番号: CM0014472



前書き

ヒトCRACR2Aに対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証済みです。ヒトおよびマウスサンプル中の内在性CRACR2Aを検出し、ストア作動性カルシウム流入およびT細胞活性化の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRACR2AウサギpAb
備考/別名	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84766
GeneID	84766
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCRACR2Aのアミノ酸1〜200 (NP_001138430.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BSW2
タンパク質分子量	83 kDa
輸送	保冷バッグ