

Anti-Cratポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P43155

商品番号: CM0030503



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに対応した即使用可能なCRATウサギポリクローナル抗体をご紹介します。ヒト、マウス、ラットのCRAT（71 kDa）と交差反応し、代謝および神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRAT Rabbit pAb
備考/別名	CAT; CAT1; NBIA8; CRAT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1384
GeneID	1384
免疫原	ヒトCRAT (NP_000746.3) のアミノ酸380-626に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43155
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスパック