

抗Crb1ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P82279

商品番号: CM0013457



前書き

ウェスタンブロット（WB）、免疫組織化学（IHC-P）、ELISAで検証済みのCRB1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウス組織との反応性が確認されています。網膜発生および細胞極性研究に最適です。SWISSアクセッション番号 P82279。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRB1 ウサギ pAb
備考/別名	LCA8; RP12; CRB1-A; CRB1-B; CRB1-C; CRB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23418
GeneID	23418
免疫原	ヒトCRB1のアミノ酸28-133に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_957705.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P82279
タンパク質重量	154kDa
配送	アイスバッグ