

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Crbnウサギモノクローナル抗体 - Q96Sw2

商品番号: CM0006415



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギモノクローナル抗CRBN抗体です。プロテアソーム分解に必須なE3ユビキチンリガーゼ複合体の基質受容体であるセレブロンを標的とします。ヒト、マウス、ラットと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRBN ウサギmAb
別名	MRT2; MRT2A; CRBN
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51185
免疫原	ヒトCRBN (NP_057386.2) のアミノ酸1-280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96SW2
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤