


WbおよびElisa用抗Crcpモノクローナル抗体 - O75575

商品番号: CM0007412



前書き

ヒトCRCP（DNA指向性RNAポリメラーゼIIIサブユニットRPC9 / CGRP受容体構成タンパク質）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています；マウスと交差反応します。転写、自然免疫、およびCGRPシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRCP Rabbit mAb
備考/別名	C17; RCP; RCP9; RPC9; POLR3I; POLR3J; CGRPRCP; CGRP-RCP; CRCP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27297
GeneID	27297
免疫原	ヒトCRCP (NP_001035737.1) のアミノ酸1-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O75575
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ