


Anti-Crcp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75575

商品番号: CM0027811



前書き

CRCP (CGRP-RCP, POLR3I)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。RNAポリメラーゼIIIおよびCGRP受容体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRCP Rabbit pAb
備考/別名	C17, RCP, RCP9, RPC9, POLR3I, POLR3J, CGRPRCP, CGRP-RCP, CRCP
種	ヒト
遺伝子ID	27297
免疫原	ヒトCRCP (NP_001035737.1) のアミノ酸1-115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75575
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ