

Wb、Ip、Elisa用Anti-Creb1ウサギポリクローナル抗体 - P16220

商品番号: CM0016579



前書き

ヒトCREB1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、ELISAでの使用が検証されています。転写調節、概日リズム、細胞分化の研究に有用です。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CREB1ウサギpAb
備考／別名	CREB; CREB-1; CREB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1385
GeneID	1385
免疫原	ヒトCREB1 (NP_604391.1) のアミノ酸1~120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16220
タンパク質分子量	35kDa
配送	保冷バッグ