

抗Creb3L2モノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応) - Q70Sy1

商品番号: CM0005660

前書き

ヒトCREB3L2 (BBF2H7) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのCREB3L2 (57 kDa) を検出。小胞体（ER）ストレスおよび軟骨形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CREB3L2 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	BBF2H7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64764
GeneID	64764
免疫原	ヒトCREB3L2の1-247アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001240704.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q70SY1
タンパク質重量	57 kDa
配送	アイスバッグ