

Wb、Elisa用 抗Creb3L2 ウサギポリクローナル抗体 - Q70Sy1

商品番号: CM0018293

前書き

WBおよびELISAで検証済みのCREB3L2ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのCREB3L2（57kDaのERストレス応答性転写因子で軟骨形成やUPRに関与）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CREB3L2 ウサギ pAb
備考/別名	BBF2H7; CREB3L2
種特異性	ヒト
ヒト遺伝子ID	64764
遺伝子ID	64764
免疫原	組換えタンパク質 - ヒトCREB3L2 (NP_001240704.1) のアミノ酸1-247に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q70SY1
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷バッグ