

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Crebzf ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ns37

商品番号: CM0028318

前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済みの CREBZFウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCREB/ATF bZIP転写因子を検出し、転写調節およびHSV抑制に関与します。遺伝子発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CREBZF ウサギ pAb
備考/別名	ZF; SMILE; CREBZF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	58487
GeneID	58487
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NS37
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷バッグ