

Anti-Creg1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75629

商品番号: CM0024502



前書き

ヒトCREG1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。約24 kDaのタンパク質を認識します。免疫原はアミノ酸110-190に対応します。転写制御および腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CREG1 Rabbit pAb
備考/別名	CREG; CREG1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8804
免疫原	ヒトCREG1 (NP_003842.1) のアミノ酸110-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75629
タンパク質分子量	24kDa
配送	氷袋