

Wb、If/Icc、Elisa用抗Creld1ポリクローナル抗体 - Q96Hd1

商品番号: CM0012892

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗CRELD1ポリクローナル抗体。AChRの局在に関与するタンパク質ジスルフィドイソメラーゼであるヒト、マウス、ラットCRELD1（45 kDa）に反応します。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRELD1ウサギpAb
備考／別名	AVSD2; CIRRN; CRELD1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	78987
GeneID	78987
免疫原	合成ペプチド（ヒトCRELD1（NP_056328.2）のアミノ酸50～150内の配列に対応する合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96HD1
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷剤