


WbおよびElisa用 抗Crhウサギポリクローナル抗体 - P06850

商品番号: CM0018425



前書き

ヒトコルチコトロピン放出ホルモン（CRH）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ストレスおよび神経内分泌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	CRH ウサギ pAb
備考/別名	CRF; CRH1; CRH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1392
GeneID	1392
免疫原	ヒトCRH（NP_000747.1）のアミノ酸25-194に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06850
タンパク質分子量	21kDa
輸送	保冷バッグ