

Anti-Crhbp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24387

商品番号: CM0025299

前書き

ヒトCRHBPに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。CRH/ウロコルチンシグナル伝達およびHPA軸調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRHBP Rabbit pAb
備考/別名	CRFBP; CRF-BP; CRHBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1393
GeneID	1393
免疫原	ヒトCRHBP (NP_001873.2) のアミノ酸25-322に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24387
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋