


WbおよびElisa用 抗Crhr1 ウサギポリクローナル抗体 - P34998

商品番号: CM0028734



前書き

WBおよびELISA用に検証済みの抗CRHR1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCRHR1を検出。ストレス応答、神経内分泌シグナル伝達、GPCR研究に最適。Uniprot: P34998。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRHR1 ウサギ pAb
備考/別名	CRF1; CRHR; CRF-R; CRFR1; CRF-R1; CRFR-1; CRH-R1; CRHR1L; CRF-R-1; CRH-R-1; CRHR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1394
GeneID	1394
免疫原	ヒトCRHR1 (NP_001138618.1) のアミノ酸24-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34998
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ