

WbおよびElisa用 Anti-Crip1 ポリクローナル抗体 - P50238

商品番号: CM0030453

前書き

ヒトCRIP1（システインリッチプロテイン1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。組換え全長免疫原。亜鉛輸送研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRIP1 Rabbit pAb
備考／別名	CRHP; CRIP; CRP1; CRP-1; CRIP1
種	ヒト
GeneID	1396
免疫原	ヒトCRIP1（NP_001302.1）のアミノ酸1-77に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50238
タンパク質分子量	9 kDa
発送	保冷バッグ