

Wb、Elisa用抗Crip2ウサギポリクローナル抗体 - P52943

商品番号: CM0025469



前書き

ヒトCRIP2（ESP1）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。心臓その他の組織におけるシステインリッチプロテイン2の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRIP2 ウサギpAb
備考／別名	CRIP; CRP2; ESP1; CRIP2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1397
GeneID	1397
免疫原	ヒトCRIP2（NP_001303.1）のアミノ酸1～208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52943
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤梱包