


Wb、Elisa用 抗Crisp2 ウサギポリクローナル抗体 - P16562

商品番号: CM0027535



前書き

ヒトCRISP2（CT36/TPX1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。精子キャパシテーションおよび生殖生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRISP2 ウサギ pAb
備考/別名	CT36; TPX1; TSP1; GAPDL5; CRISP-2; CRISP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7180
GeneID	7180
免疫原	ヒトCRISP2（NP_003287.1）のアミノ酸22-243に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P16562
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ