

WbおよびElisa用Anti-Crispld2ポリクローナル抗体 - Q9H0B8

商品番号: CM0016112

前書き

ヒトCRISPLD2に対するウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。
マウスおよびラットと交差反応します。マトリックスアセンブリおよび細胞外マトリックス生物学におけるCRISPLD2の機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRISPLD2 Rabbit pAb
備考/別名	LGL1; CRISP11; LCRISP2; CRISPLD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83716
遺伝子ID	83716
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCRISPLD2 (NP_113664.1) のアミノ酸140-430に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9H0B8
タンパク質分子量	56kDa
配送	アイスバッグ