


Wb、Elisa用Anti-Crk/Crkiiポリクローナル抗体 - P46108

商品番号: CM0024625



前書き

CamelBioは、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用の抗CRK/CRKIIウサギポリクローナル抗体を提供します。ヒトおよびマウスのCRKを検出し、細胞接着、遊走、および食食シグナル伝達の研究に適しています。SWISS: P46108。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRK/CRKII Rabbit pAb
備考/エイリアス	p38; CRKII; CRK/CRKII
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1398
遺伝子ID	1398
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCRK/CRKII (NP_058431.2) のアミノ酸1-304に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46108
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスパック