

Anti-Crkl (Phospho-Tyr207) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P46109

商品番号: CM0001054



前書き

Phospho-CRKL-Y207 Rabbit pAbは、ヒト由来のリン酸化CRKL（Tyr207）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAにおいて検証されており、マウスとの交差反応性があります。細胞内シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-CRKL-Y207 Rabbit pAb
備考/エイリアス	CRKL; Phospho-CRKL-Y207
種	ヒト
GeneID	1399
免疫原	合成ペプチド ヒトCRKL (NP_005198.1) のY207周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P46109
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋