

Wb、Elisa用抗Crklポリクローナル抗体 - P46109

商品番号: CM0014892



前書き

ヒトCRKLに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスのCRKLと反応します。シグナル伝達研究および診断アッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	CRKLウサギpAb
備考／別名	CRKL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1399
GeneID	1399
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46109
タンパク質分子量	34kDa
輸送条件	保冷バッグ