

Wb、Elisa用抗Crklウサギポリクローナル抗体 - P46109

商品番号: CM0017464



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのCRKLウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中に存在するCrk様タンパク質（34 kDa）を検出します。シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRKLウサギpAb
備考／別名	CRKL
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1399
GeneID	1399
免疫原	ヒトCRKL（NP_005198.1）のアミノ酸1～303に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46109
タンパク質分子量	34kDa
輸送	アイスパック