

抗Crlf2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q9Hc73

商品番号: CM0015014



前書き

CRLF2（TSLP受容体）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、造血器系およびサイトカインシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRLF2 ウサギ pAb
備考／別名	CRLF2; TSLPR; CRLF2Y; CRLF2
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64109
遺伝子ID	64109
免疫原	ヒトCRLF2 (NP_071431.2) のアミノ酸23～231番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HC73
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	氷袋梱包