

Wb、Elisa用 Anti-Crls1 ポリクローナル抗体 - Q9Uja2

商品番号: CM0015019

前書き

CRLS1 ウサギ

pAbは、ヒトのカルジオリピン合成酵素（カルジオリピン合成に不可欠なミトコンドリア内膜酵素）に対するWBおよびELISAで検証済みです。組換え免疫原、ミトコンドリア研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRLS1 ウサギ pAb
備考/別名	CLS; CLS1; GCD10; COSPD57; C20orf155; dJ967N21.6; CRLS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54675
遺伝子ID	54675
免疫原	ヒトCRLS1（NP_061968.1）のアミノ酸1-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UJA2
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ