


Wb、If/Icc、Elisa用抗Crm1/Xpo1モノクローナル抗体 - O14980

商品番号: CM0003339



前書き

ヒトCRM1/XPO1 (Exportin-1) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。核輸送および宿主-ウイルス相互作用の研究に最適です。高品質な体外診断用医薬品原薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRM1/XPO1 ウサギmAb
備考/別名	emb; CRM1; exp1; CRM-1; Exportin 1; CRM1/XPO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7514
遺伝子ID	7514
免疫原	合成ペプチド: ヒトCRM1/XPO1 (O14980) のアミノ酸972-1071に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14980
タンパク質分子量	123kDa
発送	保冷バッグ