

WbおよびElisa用Anti-Crm1/Xpo1ウサギポリクローナル抗体 - O14980

商品番号: CM0016232



前書き

ヒト Exportin-1 (CRM1/XPO1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。核輸出およびウイルス-宿主相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CRM1/XPO1 Rabbit pAb
備考/別名	emb; CRM1; exp1; CRM-1; CRM1/XPO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7514
遺伝子ID	7514
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14980
タンパク質分子量	123kDa
配送	氷袋