

Wb・Elisa用抗Crmp1ウサギモノクローナル抗体 - Q14194

商品番号: CM0004780



前書き

ヒトCRMP1（DRP1、CRMP-1）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ラットと交差反応し、予測分子量は約62 kDaです。軸索ガイダンスおよび細胞遊走研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRMP1 ウサギmAb
備考・別名	DRP1; DRP-1; CRMP-1; DPYSL1; ULIP-3; CRMP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1400
GeneID	1400
免疫原	ヒトCRMP1（Q14194）のアミノ酸450～550領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q14194
タンパク質分子量	62 kDa
配送方法	保冷剤