


Wb、If/Icc、Elisa用抗Crmp1ウサギポリクローナル抗体 - Q14194

商品番号: CM0019045



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのCRMP1ウサギポリクローナル抗体。軸索誘導および細胞骨格リモデリングに関与する分子量62

kDaのジヒドロピリミジナーゼ関連タンパク質1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRMP1 ウサギpAb
備考/別名	DRP1、DRP-1、CRMP-1、DPYSL1、ULIP-3、CRMP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1400
遺伝子ID	1400
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCRMP1 (NP_001304.1) のアミノ酸460～540に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14194
タンパク質分子量	62 kDa
輸送	保冷バッグ