


## 抗Crmp2/Dpysl2モノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q16555

商品番号: CM0012200



### 前書き

ヒトCRMP2/DPYSL2（UniProt Q16555）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。神経発生、軸索ガイダンス、細胞骨格の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名       | [KO検証済] CRMP2/DPYSL2 ウサギmAb                                 |
| 備考/別名     | DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2 |
| 種         | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID（ヒト） | 1808                                                        |
| 免疫原       | 合成ペプチド：ヒトCRMP2/DPYSL2（Q16555）のアミノ酸473～572領域内の配列に対応する合成ペプチド  |
| 起源        | ウサギ                                                         |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                                   |
| 用途        | WB、IF-P、ELISA                                               |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                                  |
| SWISS     | Q16555                                                      |
| タンパク質分子量  | 62kDa                                                       |
| 発送方法      | 保冷剤                                                         |