


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Crmp2/Dpysl2ウサギポリクローナル抗体 - Q16555

商品番号: CM0018289



前書き

CRMP2/DPYSL2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-

P、ELISAでの検証済み。神経発生、軸索誘導、CRM P2の機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CRMP2/DPYSL2ウサギpAb
備考／別名	DRP2 ; N2A3 ; CRMP2 ; DRP-2 ; ULIP2 ; CRMP-2 ; DHPRP2 ; ULIP-2 ; L2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1808
遺伝子ID	1808
免疫原	ヒトCRMP2/DPYSL2 (NP_001377.1) のアミノ酸400～500内の配列に相当する合成ペプチド
由来動物	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16555
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷バッグ