

抗Crmp3/Dpysl4モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14531

商品番号: CM0003414



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの組換えウサギモノクローナル抗CRMP3/DPYSL4抗体です。ヒトおよびラット種を認識します。軸索誘導、神経成長円錐の退縮、細胞遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRMP3/DPYSL4 ウサギmAb
備考 / 別名	CRMP3; DRP-4; ULIP4; CRMP3/DPYSL4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10570
免疫原	ヒトCRMP3/DPYSL4 (O14531) のアミノ酸1~100領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	O14531
タンパク質分子量	62kDa
輸送方法	保冷剤