


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Crmp5/Dpysl5ウサギモノクローナル抗体 - Q9Bpu6

商品番号: CM0010991



前書き

CRMP5/DPYSL5（ジヒドロピリミジナーゼ関連タンパク質5）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。樹状突起伸長制御に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRMP5/DPYSL5ウサギmAb
注記／別名	CV2; CRAM; CRMP5; RTSC4; Ulip6; CRMP-5; CRMP5/DPYSL5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	56896
GeneID	56896
免疫原	合成ペプチド ヒトCRMP5/DPYSL5（Q9BPU6）のアミノ酸465～564内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BPU6
タンパク質分子量	61kDa
輸送	保冷バッグ