

Wb、Ip、Elisa用 抗Crotウサギポリクローナル抗体 - Q9Ukg9

商品番号: CM0027774

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、ELISA用に
検証済みの抗CROTウサギポリクローナル抗体。脂肪
酸ベータ酸化の鍵酵素であるペルオキシソームカルニ
チンO-オクタノイルトランスフェラーゼ（70
kDa）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	CROT ウサギ pAb
備考/別名	COT; CROT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54677
免疫原	ヒトCROT（NP_001230674.1）のアミノ酸1-87に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKG9
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ