


WbおよびElisa用 Anti-Crtc1 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Uuv9

商品番号: CM0014375



前書き

WBおよびELISA用に検証済みのAnti-CRTCIウサギポリクローナル抗体。ヒトCRTCIを検出し、マウスおよびラットと交差反応します。CREB シグナリング、L-LTP、概日時計研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRTCI ウサギ pAb
備考/別名	MAML2; MECT1; Mam-2; TORC1; TORC-1; WAMTP1; CRTCI
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23373
遺伝子ID	23373
免疫原	ヒトCRTCI (NP_056136.2) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q6UUV9
タンパク質分子量	67kDa
輸送	保冷バッグ