

Wb、Elisa用 Anti-Crtc2 ウサギポリクローナル抗体 - Q53Et0

商品番号: CM0014401



前書き

ヒトCRTC2 (TORC2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。73kDaのバンドを検出；CREBシグナル伝達、糖新生、および代謝調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CRTC2 Rabbit pAb
備考/別名	TORC2; TORC-2; CRTC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	200186
GeneID	200186
免疫原	ヒトCRTC2 (NP_859066.1) のアミノ酸16-126を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q53ET0
タンパク質分子量	73kDa
配送	氷袋