

抗Crxウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - O43186

商品番号: CM0024761



前書き

ヒト錐体杆体型ホメオボックスタンパク質（CRX）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、免疫蛍光（パラフィン切片）、ELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応します。光受容体の遺伝子制御や網膜発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRX ウサギ pAb
備考/別名	CRD; LCA7; OTX3; CORD2; CRX
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1406
遺伝子ID	1406
免疫原	合成ペプチド：ヒトCRX（NP_000545.1）のアミノ酸100～200番以内の配列に対応する合成ペプチドです。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O43186
タンパク質分子量	32kDa
配送方法	氷袋梱包