

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cry1ポリクローナル抗体 - Q16526

商品番号: CM0013192

前書き

ヒトCRY1（クリプトクローム1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。概日リズム研究に最適です。分子量66kDa、氷上で出荷いたします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRY1 ウサギpAb
別名	DSPD; PHLL1; CRY1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1407
GeneID	1407
免疫原	ヒトCRY1（NP_004066.1）のアミノ酸496～586番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16526
タンパク質分子量	66kDa
出荷方法	保冷剤