

Wb、Elisa用 抗Cry2 ウサギポリクローナル抗体 - Q49An0

商品番号: CM0029115

前書き

ヒトCRY2（重要な概日時計リプレッサー）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。概日リズムおよび代謝研究に最適。予想されるバンドサイズは67 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRY2 ウサギ pAb
備考/別名	HCRY2, PHLL2, CRY2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1408
GeneID	1408
免疫原	ヒトCRY2 (NP_066940.3) のアミノ酸200-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q49AN0
タンパク質分子量	67kDa
発送	保冷バッグ