


Wb、If-P、Elisa用抗Cryaaウサギモノクローナル抗体 - P02489

商品番号: CM0010680



前書き

ヒトCRYAA (α-クリスタリンA鎖/HspB4) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。水晶体生物学およびシャペロン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRYAA ウサギmAb
別名	CRYA1; HSPB4; CTRCT9
抗原種	ヒト
GeneID (ヒト)	1409
GeneID	1409
免疫原	ヒトCRYAA (P02489) のアミノ酸6-95番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P02489
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	氷袋梱包