


Wb・Elisa用抗Cryabポリクローナル抗体 - P02511

商品番号: CM0018068



前書き

ウサギ由来抗CRYABポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットのCRYABと反応します。クリスタリン生物学やストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRYAB ウサギ pAb
備考/別名	MF2; CRYA2; CTPP2; HSPB5; CMDIII; CTRCT16; HEL-S-101; CRYAB
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1410
遺伝子ID	1410
免疫原	ヒトCRYAB (NP_001876.1) のアミノ酸1〜175番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02511
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	保冷剤