


Ihc-P、If/Icc、Elisa向け抗Cryabウサギモノクローナル抗体 - P02511

商品番号: CM0004790



前書き

ヒトCRYAB（ α -クリスタリンB鎖）に対するウサギモノクローナル抗体で、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ラットと交差反応します。研究およびIVD開発におけるシャペロン活性と水晶体生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRYAB ウサギmAb
備考/別名	MF2, CRYA2, CTPP2, HSPB5, CMDIII, CTRCT16, HEL-S-101, CRYAB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1410
GeneID	1410
免疫原	合成ペプチド ヒトCRYAB（P02511）のアミノ酸76〜175領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P02511
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷剤