

Wb、Elisa用 抗Crybb1 ウサギポリクローナル抗体 - P53674

商品番号: CM0025149



前書き

ヒトCRYBB1（ベータクリスタリンB1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。眼レンズタンパク質研究および白内障疾患バリエーション解析に適しています。マウスと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRYBB1 ウサギ pAb
備考/別名	CATCN3; CTRCT17; CRYBB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1414
遺伝子ID	1414
免疫原	ヒトCRYBB1のアミノ酸1-252に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001878.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P53674
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ