


Anti-Crybb2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P43320

商品番号: CM0026541



前書き

ベータクリスタリンB2（CRYBB2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性CRYBB2を検出します。分子量は約23 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRYBB2 Rabbit pAb
備考/別名	CCA2, CRYB2, CRYB2A, CTRCT3, D22S665, CRYBB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1415
GeneID	1415
免疫原	ヒトCRYBB2（NP_000487.1）のアミノ酸1-205に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43320
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバッグ