


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Crygc ポリクローナル抗体 - P07315

商品番号: CM0030317



前書き

ヒトガンマクリスタリンC (CRYGC) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。眼レンズタンパク質および白内障研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CRYGC Rabbit pAb
備考/別名	CCL; CRYG3; CTRCT2; CRYGC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1420
GeneID	1420
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07315
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスバッグ