

## Wb、Elisa用 Anti-Crym ポリクローナル抗体 - Q14894

商品番号: CM0030903



## 前書き

CRYM（ケチミン還元酵素ミュー-クリスタリン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。代謝および難聴の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名         | CRYM Rabbit pAb                                     |
| 備考/別名       | THBP; DFNA40; CRYM                                  |
| 種           | ヒト                                                  |
| GeneID (ヒト) | 1428                                                |
| GeneID      | 1428                                                |
| 免疫原         | ヒトCRYM (NP_001879.1) のアミノ酸1-314に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS       | Q14894                                              |
| タンパク質分子量    | 34kDa                                               |
| 配送          | アイスバッグ                                              |