

Wb、Elisa用 Anti-Cryz ポリクローナル抗体 - Q08257

商品番号: CM0019456



前書き

CRYZ（ゼータクリスタリン）に対するウサギポリクローナル抗体、KO検証済み。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています；ヒト、マウス、ラットと交差反応します。mRNA安定化、キノナ還元酵素、および解毒研究に有用です。SWISS Q08257。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CRYZ Rabbit pAb
備考/別名	CRYZ; YZ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1429
遺伝子ID	1429
免疫原	ヒトCRYZ (NP_001123514.1) のアミノ酸1-329に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08257
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスパック