

抗Cryzウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q08257

商品番号: CM0018014



前書き

ヒトCRYZ（ゼータクリスタリン/NADPH:キノン還元酵素）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。mRNA安定性、キノン解毒、酸化ストレスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CRYZ Rabbit pAb
別名	CRYZ
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1429
GeneID	1429
免疫原	ヒトCRYYZ (NP_001123514.1) のアミノ酸1〜329番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08257
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	氷袋