

Wb、If/Icc、Elisa用抗Csポリクローナル抗体 - O75390

商品番号: CM0025551



前書き

ヒトCS（ミトコンドリア性クエン酸シンターゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。クレブス回路やミトコンドリア代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CS Rabbit pAb
別名	CS
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1431
遺伝子ID	1431
免疫原	ヒトCS（NP_004068.2）のアミノ酸167～466番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75390
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤