


ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Csadウサギポリクローナル抗体 - Q9Y600

商品番号: CM0017207



前書き

ヒトCSAD（システインスルフィン酸デカルボキシラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体、WBおよびELISA用。マウスおよびラットと交差反応性あり。タウリン生合成研究および肝臓・脳研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CSAD ウサギ pAb
備考/別名	CSD; PCAP; CSAD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51380
GeneID	51380
免疫原	ヒトCSAD（NP_057073.4）の371-520番アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9Y600
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ